

SANITAS

Blutdruckmessgerät



SBM 37

SBM 37 Bluetooth® Blutdruckmessgerät

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Monitoring der Messergebnisse über HealthCoach App / Web / PC

Mit Bluetooth® Smart Technologie -
Messwerte zuhause und unterwegs immer im Blick

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm

Leicht ablesbares Display

2 x 60 Speicherplätze

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen

Medizinprodukt

Manschettengröße: 22 - 36 cm

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehler

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Mit praktischer Aufbewahrungstasche

Inkl. 4 x 1,5V Batterie AA

Produktmaße (L/B/H): 139 x 94 x 48 mm

Produktgewicht: ca. 236 g (ohne Batterien)

2 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65824 3

Art.-Nr.: 658.24

SBM 37 Bluetooth® Blood pressure monitor

Innovative networking between smartphone and blood pressure monitor. Measurements can be monitored using HealthCoach app / Internet / PC

With Bluetooth® Smart technology -
Keep track of your measurements at home and on the move

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the upper arm

Easy-to-read display

2 x 60 memory spaces

Average value of last stored measurements and morning and evening blood pressure for the last 7 days

Classification of values with coloured scale

Arrhythmia detection: warning in case of possible heart rhythm disturbance

Medical product

Cuff size: 22 - 36 cm

Date and time

Automatic switch off

Signal in case of application error

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Practical storage bag included

Incl. 4 x 1.5V AA batteries

Product measurements (L/W/H): 139 x 94 x 48 mm

Product weight: approx. 236 g (without batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65824 3

Item no.: 658.24







SANITAS



Blutdruckmessgerät












4 Schritte zu Ihrer Verbindung / 4 steps to get connected:

4 Schritte zu Ihrer Verbindung / 4 steps to get connected

<p>1 Check compatibility</p>		<p>2 Download App</p>		<p>3 Take measurement</p>	 <p>diagnostic</p>	<p>4 Transfer measurements</p>	
<p>DE Liste der unterstützten Geräte GB List of supported devices</p>		<p>DE Komfortable Auswertung über HealthCoach App GB Convenient evaluation using HealthCoach App</p>		<p>DE Ermittlung von Blutdruck und Puls GB Blood pressure and pulse are calculated</p>		<p>DE Automatische Übertragung durch Bluetooth® Smart Technologie GB Automatic transfer via Bluetooth® Smart technology</p>	



Kinderleichte Inbetriebnahme

<p>1a</p> 	<p>1b</p> 	<p>2</p> 
<p>DE Batterien einlegen (4 x AAA, 1,5 V). GB Insert batteries (4 x AAA, 1.5 V).</p>	<p>DE Bluetooth® im Einstellmenü des Blutdruckmessgerätes aktivieren. GB Activate Bluetooth® in the settings menu of the blood pressure monitor.</p>	<p>DE Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren. GB Activate Bluetooth® in the smartphone settings.</p>
<p>3</p> 	<p>4</p> 	<p>5</p> 
<p>DE „HealthCoach“ aus dem App Store installieren. GB Install „HealthCoach“ from the App Store.</p>	<p>DE App starten und den Anweisungen folgen. GB Start the app and follow the instructions.</p>	<p>DE SBM 37 in App auswählen. GB Select SBM 37 in the app.</p>
<p>6</p> 	<p>DE Messung durchführen und Benutzerspeicher mit START/STOP  bestätigen (App muss für die Übertragung geöffnet sein). GB Perform measurement and confirm the user memory by pressing the START/STOP button  (app must be open for transfer).</p>	